



Conjunto cavidades sob vácuo ou compressão com sensor, para interface

EQ804K

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Inflando um balão no interior da câmara de vácuo. Inflando um balão no interior da câmara de vácuo com sensor de pressão. O comportamento da cavidade sob baixa pressão e compressão, etc.

Observação: Necessita ser conectado a uma interface.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

cidepedigital.com.br \(\text{cidepe@cidepe.com.br} \)