



Conjunto oscilações analisador de MH com sensor SONAR e interface

EQ226A

Função

Destinado ao estudo, laboratório de física, experimentos de física sobre movimento harmônico simples, MHS, movimento harmônico amortecido, MHA, etc.

Observação: Não acompanha fonte de alimentação CC.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação

Principais Experimentos

O movimento harmônico amortecido em um sistema massa e mola helicoidal com disco 2 de resistência ao movimento acoplado. - 1072.009_B

Física - Mecânica - Dinâmica

MHS em um sistema massa e mola helicoidal. - 1072.008_A

O movimento harmônico amortecido em um sistema massa e mola helicoidal com disco 1 de resistência ao movimento acoplado. - 1072.009_A

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil