



Conjunto propriedades dos materiais

SCN-Q003

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de química e realização de experimentos de química sobre algumas propriedades dos materiais: a capilaridade e a formação do menisco; determinação de densidade através de picnômetro e densímetro Baumé; visualização da membrana elástica de um líquido e o coeficiente de tensão superficial de um líquido, etc.

Áreas de Conhecimento

Química

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Médio

Principais Experimentos

A capilaridade e as condições de sua ocorrência. - 1042.010_1

A capilaridade e a formação do menisco. - 1042.010A1

Determinar a densidade de um líquido através do picnômetro e termômetro digital. - 1042.036_11A

Como determinar a densidade de um líquido através de um aerômetro? - 1042.036_2A

Determinar a densidade de um sólido através do picnômetro e termômetro digital. - 1042.036_31A

Determinar a densidade de um líquido através do picnômetro e termômetro digital. - 1042.036_11

O coeficiente de tensão superficial de um líquido. - 1042.040A

Visualizando a membrana elástica de um líquido, tensão superficial. - 1042.040A2

A tensão superficial de alguns líquidos. - 1042.040B

cidedigital.com.br ✉ cidepe@cidepe.com.br

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil