



Painel para constante de Plank por luminescência, com sensores e interface

EQ246BIN

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Matéria e radiação. A determinação da constante de Planck por luminescência. A luminescência. Determinando as tensões de corte de cada diodo emissor de luz, LED. Tabelando os dados e construído gráfico. Determinando a constante de Planck, etc.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

Principais Experimentos

A determinação da constante de Planck por luminescência. - 1082.182B

