



Máquina de Atwood com sensor, para interface

EQ812B

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: movimento em uma dimensão, cinemática escalar, velocidade, aceleração, MRUV, polia, momento de inércia, etc.

Obs: Necessita ser conectado a uma interface.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

Principais Experimentos

A aceleração num MRUV desprezando o momento de inércia da polia, interface. - 1032.014_B5

A aceleração num MRUV considerando o momento de inércia da polia, interface. - 1032.014_B6

