



## Kit para caída de cuerpos, con multicronómetro y sensor, pasador LM y software

EQ811K

### **Función**

Destinado al estudio de mecánica, cinemática de la partícula, movimiento en una dimensión, dinámica de la partícula, Leyes de Newton, trabajo y energía, conservación de la energía mecánica.

Observación: Conjunto para uso convencional o monitoreado por computadora, que puede acoplarse tanto a la interfaz CidepeLab como al multicronómetro de tratamiento de datos, desplazamiento, 5 entradas.

### **Áreas de Conocimiento**

Física

### **Nível de Ensino**

Graduação - Enseñanza técnica - Enseñanza media

