



Dilatômetro linear longo de variação contínua com caldeira, chapa aquecedora e termômetros digitais

EQ239G

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Termometria. A variação no comprimento do cobre em função da temperatura. O cobre e suas ligas metálicas. A variação no comprimento do aço em função da temperatura. O latão e suas ligas metálicas. A variação no comprimento do aço em função da temperatura. O aço e suas ligas metálicas. A variação no comprimento do cobre em função do seu comprimento inicial, quando aquecido. A variação no comprimento do latão em função do seu comprimento inicial, quando aquecido. A variação no comprimento do aço em função do seu comprimento inicial, quando aquecido. A determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre. A determinação do coeficiente de dilatação linear do latão. A determinação do coeficiente de dilatação linear do aço, etc.

Áreas de Conhecimento

Física - Ciências e Matemática Fundamental - Cidepe STHEAM

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil